

GE Healthcare



СПУТНИК
МЕДИЦИНА

cmedicine.ru

Voluson E10



Свяжитесь с нами 8 (800) 700-61-87 / sales@cmedicine.ru

НАША ИСТОРИЯ ИННОВАЦИЙ ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ ЭРУ

Мы работаем с нашими пользователями, чтобы понимать, как меняются требования в медицинской сфере — именно в этом заключается преимущество ультразвуковых систем Voluson™ в области женского здоровья.

Это позволяет нам следовать за современными тенденциями в диагностике и лечении, разрабатывать решения, обеспечивающие повышение качества и эффективности визуализации. Ультразвуковая система Voluson E10 создана с учетом потребностей наших пользователей.

Чтобы обеспечить ваши исключительные требования к качеству диагностики и эффективности рабочего процесса в Voluson E10 реализована высокотехнологичная платформа **Radiance System Architecture**. Эта платформа устанавливает стандарт превосходного качества визуализации и обладает рядом преимуществ*:

БОЛЬШЕ ЧЕТКОСТЬ

4-кратное увеличение объема обрабатываемых ультразвуковых данных для превосходных 2D- и 3D/4D-изображений с увеличенной глубиной проникновения.

БОЛЬШЕ СКОРОСТЬ

10-кратный прирост скорости передачи данных для исключительного разрешения и очень высокой частоты кадров.

БОЛЬШЕ ГИБКОСТЬ

4-кратное увеличение вычислительной мощности для работы с экспертными приложениями и обеспечения высокой производительности.

Именно это позволяет вам обрести полную уверенность:

- в визуализации широкого диапазона сложных диагностических случаев в области женского здоровья
- в оценке здоровья плода с ранних этапов развития
- в высокой эффективности и производительности рабочего процесса
- в получении именно такого высокого качества визуализации, которого требует ваша практика

Платформа **Radiance System Architecture** системы Voluson E10 обеспечивает именно такой превосходный уровень качества визуализации, которого вы ждете от компании GE Healthcare. Вы можете быть уверены в точности визуализации: от 2D-изображений до впервые реализованных в Voluson E10 технологий 3D/4D.

*В сравнении с версией BT13 серии Voluson Expert.

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Мы стали еще лучше — теперь вы получаете более детальные и четкие изображения за меньшее время... и все это благодаря платформе Radiance System Architecture. Ультразвуковая диагностическая медицинская система Voluson E10 с высокотехнологичным формированием луча, быстрой обработкой данных и впервые реализованными технологиями объемной реконструкции обеспечивает лучшее качество визуализации, которое когда-либо было доступно на системах Voluson*... за меньшее время.

Электронная 4D-визуализация

В Voluson E10 реализована технология электронной 4D-визуализации (e4D technology), обеспечивающая возможности ультразвука в 4D, о которых вы мечтали, проводя исследования в акушерстве и гинекологии, пренатальной эхокардиографии.

Платформа Radiance System Architecture в сочетании с первым в мире коммерчески доступным конвексным электронным матричным 4D датчиком eM6C обеспечивает сверхбыструю частоту объемных изображений, гибкие форматы визуализации и отличное качество разрешения, которые вы привыкли ожидать от систем Voluson.

HDlive

HDlive™ — ведущая в отрасли технология, обеспечивающая исключительный анатомический реализм. Теперь HDlive™ выходит на следующий уровень, благодаря двум, впервые реализованным, технологиям.

HDlive Silhouette — помогает проводить точную оценку объемных изображений первого триместра беременности.

HDlive Flow — обеспечивает высокую анатомическую реалистичность при визуализации сосудистых структур*.

V-SRI


Данная технология обеспечивает высокий уровень подавления артефактов при формировании объемного изображения по сравнению с аналогичным алгоритмом для традиционного односрезового изображения. V-SRI позволяет улучшить качество 3D/4D изображений в режимах мультипланарной реконструкции и получить дополнительное сглаживание полученных реконструируемых объемных изображений для точной постановки диагноза.

SonoRenderlive


Повышает эффективность при работе с объемными изображениями путем автоматического выбора положения плоскости визуализации реконструируемой объемной поверхности.

Во время 4D-исследований SonoRenderlive автоматически изменяет положение плоскости визуализации в зависимости от движений плода.

*В сравнении с традиционными цветным доплером или режимом HD-Flow.




Электронная 4D-визуализация — сверхбыстрая частота объемных изображений и гибкие форматы сканирования



HDlive Silhouette помогает оценить здоровье плода на ранних этапах развития




HDlive Flow обеспечивает визуализацию сосудистых структур с повышенной точностью




V-SRI улучшает качество визуализации путем повышения контрастного разрешения

Благодаря экспертным приложениям и отличному качеству визуализации Voluson E10 позволяет заботиться о женском здоровье на всех этапах беременности. От исследований первого триместра беременности и до оценки сердца плода система дает возможность получить диагностическую информацию для как можно более раннего лечения.


Ранняя диагностика. Раннее вмешательство.




Изображение матки с превосходным разрешением




HD/ive Flow: отличная чувствительность доплера




HDFlow обеспечивает отличное пространственное разрешение и чувствительность




HD/ive Flow: васкуляризация плаценты в 32 недели




Omniview: изображение матки



Мультипланарная реконструкция: образование яичника



HD/ive Silhouette: изображение двойни



Дуга аорты в 2D и режиме HDFlow



HD/ive Silhouette: изображение матки



HD/ive Flow: кровеносная система плода в 13 недель



Сердце плода: отличные детализация и контрастное

Гибкость диагностики. Больше уверенность.

Широкий диапазон приложений Voluson E10 для гинекологических исследований обеспечит отличное качество визуализации и облегчит постановку диагноза.

ПРОДАЖА И СЕРВИС МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ



УЗИ аппараты

Эндоскопия

Маммография

Рентгены

Реанимационное оборудование


Хирургическое оборудование

Компьютерная томография

Магнитно-резонансная томография

Контакты:

443058, г. Самара ул. Физкультурная 90 

8 (800) 700-61-87 

sales@cmedicine.ru 

cmedicine.ru 